



Protocole d'immobilisation d'une victime sur planche "BaXstrap" à l'aide de l'Araignée. Technique à trois sauveteurs.

Objectif : Immobilisation d'une victime suspecte d'un traumatisme du rachis

Matériel : Planche BaXstrap + cales de tête + matériel de padding* + système de fixation, « sangle araignée ».



Déroulement : Positionner et immobiliser le patient sur la planche à l'aide des techniques de relevage PSE.

ETAPE 1

Maintien manuel de la tête jusqu'à immobilisation complète du patient dans les « speed blocks »



ETAPE 2

PADDING

Objectif : Limiter au maximum toute mobilisation de la victime : flancs, thorax, bassin, entre jambe....



Padding





ETAPE 3

MISE EN PLACE ET AMARRAGE DE L'ARAIGNEE



1



2



3



4



5



NB : Ce document n'est qu'un aide mémoire et ne saurait se substituer à une formation préalable.

1. Disposer l'araignée sur la victime

2. Placer le centre du Y sur le tiers inférieur du sternum

3. Fixer les épaules

4. Exercer une traction modérée sur la sangle vers les pieds de la victime

5. Fixer les sangles de pieds

6. Fixer les sangles du thorax sans entraver l'inspiration

7. Fixer les sangles du bassin sur les crêtes iliaques

8. Fixer les sangles de cuisses

9. Placer les "speed blocks" et verrouiller les cales de tête

10. Fixer les sangles du front et du menton sans empêcher l'ouverture de la bouche

6

7

8



9

10

